

纯水器

转换成预处理水进水

- 消除水垢的影响
- 改善了蒸馏水的纯度
- 可采用任何预处理水源水
- 无预处理水的损失

一个简单的转换装置可用于Aquantron® 蒸馏水器的预处理水供水，适合于几乎所有类型的去离子水或反渗透水或其它快速预处理水供水装置。预处理水可直接与蒸馏釜连接但与冷却水供应分离，可选择控制系统自动保证预处理水的供应和保护过流量和避免造成浪费，同时安全装置可保护蒸馏过程。转换装置可以在几分钟内与主机相连，简单方便。Aquantron® 去离子水器和Aquantron® 过滤器是Aquantron® 蒸馏水器最完美的选择。

Aquantron®过滤器，AFH

- 迅速和有效地除去水源中的颗粒物质
- 一次性, 容易更换的聚丙烯过滤器元件
- 流速达25 升/分
- 独立操作或连接到去离子剂装置上。

简单而有效的过滤装置对除去水源中的颗粒物质很理想，从而保护敏感设备不受损坏。配套提供柔性软管，用于连接到水龙头和出水口的9mm 内径软管上。

订货编号

产品编号	AFH
材料元素	聚丙烯
孔径	10µm
最大流量	25L/分
最大工作温度	40℃
最大水压	100psi(700kPa)
外观尺寸	130×315mm

订货编号

产品型号	AFH
AFH	过滤器套件
AFI	滤芯，3支/包装
AFD	墙上固定套件
ALC	与Aquantron® 去离子水器连接的适配器



Aquantron



AFH



ADH

Aquantron® 去离子水器，ADH

- 处理流速高达60L/小时
- 低成本的可抛弃型的滤芯
- 颜色指示以反映树脂的状态
- 自由放置或固定在墙上
- 设计为用于Aquantron® 蒸馏水器
- 优越的性价比

一次性离子交换盒会慢慢地使颜色从绿色变成蓝色，随着他们的完成，一下子就显出树脂的状态。而不需要电池或主电源供电到电导计。配套提供柔性软管，用于连接到水龙头上，且有管塞控制控制流速。

可与Aquantron® 过滤器串接。串接时用柔性软管或刚性连接件(ALC)，这些作为附件而提供。这一装置对于进行Aquantron® 蒸馏器的预处理工作以防产生水垢和提高输出质量很理想。

离子交换盒架和交换盒必须单独订购。

技术参数

产品编号	ADH
最大流量	60L/小时
最大工作温度	40℃
最大工作压力	100psi (700kPa)
去离子水质量	<15µScm-1
规格尺	130×315mm

订购信息

型号	产品描述
ADH	去离子水器套件
ADI	离子交换柱芯，3支/包装
AFD	墙上固定套件
ALC	与Aquantron® 过滤器连接的适配器



去离子水器和过滤器