



絮凝搅拌器

絮凝搅拌器专门用于污水处理，以及环境工程水质絮凝的测定，进口品质，提供多位搅拌，底部照明，上下搅拌运动，程序设定。



絮凝搅拌器

絮凝搅拌器，SW5，SW6

特点

- 可以同时做6个样品
- 数字显示速度和时间
- 2个预置程序，搅拌浆可升降
- 精确和可重复的速度条件
- 内置照明设备便于观察
- 可选配絮凝剂添加装置

应用

Stuart的两种絮凝搅拌器，广泛的用于水质监测，环境工程，污水处理厂对水质絮凝指标的测定，具有准确的速度，重现性好的条件和优良的照明，经济适用。也可应用于普通水样和废水样品的絮凝试验，SW6型絮凝搅拌器可同时处理6个样品，SW5型(没有计时功能)絮凝搅拌器可同时处理2个样品，他们专为样品间以及运行与运行之间的重复条件而设计。

数字显示，转速(25-250rpm)，数字定时器可以设置为1-99分钟，计时结束后搅拌浆停止工作，计时器重新计算沉降时间。通过接触面板可以预置2组常用程序以方便使用。内置灯光及暗背景有助于样品的观察。

手提式机型，携式搬运方便 (SW5型)

絮凝剂分配器(SW6/2)可同时将絮凝剂加入到各个样品中(选配)

技术参数与订货编号

产品编号	SW5	SW6
样品数量	2	6
搅拌速度	25-250rpm	25-250rpm
计时器	无	0-99分
预置程序	2, 可调	2, 可调
控制器	开关	触摸式键盘
速度显示	LCD	LED
体积	320×210×500mm	750×210×460mm
净重	8.6kg	17kg
电源	230V/50Hz, 100W	230V/50Hz, 200W

订货信息

型号	产品描述
SW6	6浆搅拌器，无烧杯
SW5	2浆搅拌器，无烧杯
1015/22D	Pyrex®玻璃烧杯，1000ml，10个/包
SW6/2	连续絮凝剂添加器，仅用于SW6



SW6



SW5